



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**



**POWIAT
POLKOWICKI**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Polkowicach
59-101 Polkowice, ul. Skalników
tel. 76 746-51-11 fax 76 746-51-30
Regon P390557996 NIP 692-17-06-761
(pieczęć zamawiającego)

Polkowice, 24.05.2019 r.

(miejscowość i data)

Nr sprawy: OA.5600.1.63.2019.ZSP

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

zaprasza

do złożenia oferty/ do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”, w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 28: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach dla II progu wg ww. Regulaminu oraz zgodnie z rozeznaniem rynku zawartym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozdział 6.5. sekcja 6.5.1. ww. Wytycznych.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) CZĘŚĆ 1:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość
1	Magnetyzm kuli ziemskiej-zestaw doświadczalny	Zestaw składa się z dwóch elementów: modelu kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej.	zestaw	2
2	Kolekcja popularnych rud metali	15 próbek ważniejszych rud o wielkości ok. 2,5 x 2,5 cm.	zestaw	2
3	Kopaliny i produkty ich przerobu	W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 12 próbek przedstawiających różne kopaliny i produkty ich przerobu: ropa naftowa, detergent syntetyczny, plastik, lekarstwo, guma, włókno/przędza syntetyczna, ruda aluminium, aluminium, ruda miedzi, miedź, ruda żelaza, stal (stop żelaza i węgla)	zestaw	2
4	Węgiel i produkty jego przerobu	W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 14 próbek różnych postaci węgla oraz produktów ich przerobu: lignit, węgiel bitumiczny, antracyt, gaz, włókno, guma, koks, amoniak (jego związki), naftalen, nawóz, pestycyd, lekarstwo, barwnik/farba, smoła.	zestaw	2

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80



5	Ropa naftowa i jej destylacja	W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 12 szklanych fiolek z próbkami ropy naftowej i jej pochodnych powstających w wyniku destylacji atmosferycznej i próżniowej w instalacjach CDU/VDU, tj. destylacji atmosferycznej (ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej (z ang. Vacuum Distillation Unit). Fiolki nałożone są na schemat tych kolumn/wież frakcjonujących znajdujący się wewnątrz bloku z tworzywa. W szklanych fiolkach widoczne są próbki od surowej ropy naftowej przez benzynę, naftę, lekkie i ciężkie oleje napędowe, poprzez oleje smarowe, aż po parafinę i asfalt.	zestaw	2
6	Zestaw grupowy – struktury kryształów	Zestaw zawiera 262 modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, fluorowce, metale) oraz 222 modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurreyt, struktury jonowe, lód. Poniższy zestaw charakteryzuje się małą wielkością modeli atomów, ale dużą ich ilością w zestawie, co umożliwia budowanie bardzo dużych modeli. Dołączona szczegółowa instrukcja.	zestaw	2
7	Zestaw z czego powstają gleby	Zestaw zawiera 15 fragmentów skał i minerałów, które rozdrobnione stają się głównymi składnikami gleb oraz próbki gleb ("produkty finalne") demonstrujące ich strukturę i skład.	zestaw	2
8	Mapy ściennie 160x 120	1. Geomorfologia Polski – typy rzeźby i ich pochodzenie Mapa główna - 1:650 000; Mapa pomocnicza - 1:1 500 000 Format: 160 x 120 cm Plansza laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzielanie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. - szt. 2; 2. Geologia Polski – tektonika i stratygrafia Skala: 1 : 850 000 Formaty: 160 x 120 cm; Plansza laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzielanie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.	szt.	4
9	Próbki gleb w walizce	W drewnianej, zamykanej skrzyneczce 15 próbek gleb. Każda próbka umieszczona w szklanym, przezroczystym, zamykanym słoju (wysokości 5,5 cm i średnicy 3 cm). . Próbki gleb to: gleba rdzawa, lateryt, czarna ziemia, czerwonoziem i ryżowa. Każda z nich występuje w postaci próbki pobranej z poziomu gleby A, B i C. Dołączony spis gleb w języku polskim. Wymiary całej pomocy dydaktycznej: 27,0 x 20,5 x 4,7 (H) cm.	zestaw	2
10	Zestaw do generowania gazów	Zestaw zawiera pojemnik do wody z pokrywką, 5 probówek (150x24 mm) z korkami, w tym jeden z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem bocznym), stojak do probówki, wężyk, rurkę szklaną do korka z bańką szklaną. Służy do wytwarzania wybranych gazów, które gromadzą się nad wodą.	zestaw	1
11	Butelka z zakraplaczem	Czworokątna butelka szklana (przezroczyste lub brązowe szkło) o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z korkiem. Wygodna do przenoszenia niewielkich ilości płynów.	szt.	20
12	Statyw laboratoryjny - podstawa z prętem	Statyw laboratoryjny – podstawa z prętem	szt.	4
13	Stojak do probówek 6+ 6, plastikowy	Stojak do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, plastikowy: średnica otworu 25 mm.	szt.	10
14	Zakraplacze szklane	Pipeta szklana 70 mm długa, poj. 2 ml. Komplet składa się z 3 sztuk	zestaw	10
15	Łyzeczka do spalań z kołnierzem ochronnym	Łyzeczka do spalań z kołnierzem ochronnym -Służy do ogrzewania lub osuszania niewielkich ilości substancji. Dostarczana z ochronnym kołnierzem, lekko talerzykowatym, przesuwany na zdejmowanym gumowym (lub korkowym) kołnierzu.	szt.	3
16	Kolba miarowa	Kolby miarowe szklane o pojemności 100 ml do doświadczeń chemicznych. Szkło borokrzemianowe, Klasa B., Szyjka: 14/23. Korki w zestawie. Komplet składa się z 2 sztuk	zestaw	3
17	Kolba miarowa	Kolby miarowe szklane o pojemności 250 ml do doświadczeń chemicznych, z korkami. Szkło borokrzemianowe, Klasa B., Szlif: 14/23. Korki w zestawie. Komplet składa się z 2 sztuk	zestaw	3
18	Szczypce laboratoryjne uniwersalne	metalowe szczypce laboratoryjne uniwersalne	szt.	10
19	Taca do preparowania okazów stalowa	taca do preparowania okazów wykonana ze stali nierdzewnej z dnem (32 x 22 cm) pokrytym białym woskiem. Służy m.in. do mocowania okazów, rozpinania i przypinania kolejno odkrywanych warstw oraz nacinania i przecinania badanych okazów. Wymiary: 32 x 22 x 4 (H) cm	szt.	10

2) CZĘŚĆ 2:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość
1	Mikroskop stereoskopowy podświetlany z nasadką trinokularową	Mikroskop stereoskopowy podświetlany z nasadką trinokularową. Parametry i wyposażenie mikroskopu: nasadka trinokularowa, pochylenie 45° regulacja rozstawu źrenic – 57-75 mm przesuw głowicy w zakresie 105 mm okulary szerokokopułowe EW10x/22mm; regulacja dioptryjna niezależna w każdym tubusie okularowym zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom) – 0,8–5x współczynnik powiększenia (zoom) – 1:6,25 obserwowane pole widzenia Ø28–Ø4,2 mm odległość robocza – 115 mm średnica płytki szklanej i dwustronnej, (białe tło i czarne tło) z tworzywa ~100 mm średnica pola podświetlanego w świetle przechodzącym ~59 mm oświetlacz - LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami Możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów - okulary, obiektywy. Gwarancja min. 24 miesiące;	szt.	2
2	Mikroskop wielodzielinowy trinokularowy	Mikroskop wielodzielinowy trinokularowy. Dane techniczne: długość tubusu: 160 mm głowica trinokularowa rewolwer obiektywowy czterogniazdowy obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (immersyjny, amortyzowany) system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm kondensor Abbego N.A. 1,2 stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 132mm x 142mm, zakres ruchu XY: 75mm x 40mm oświetlenie: dioda LED 3W kondensor jasnego pola z przysłoną irysową regulacja dioptryi na lewym torze optycznym: +/- 5D zakres regulacji odległości między źrenicami: 48 mm - 75 mm dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C W zestawie: mikroskop Delta Optical Genetic Pro Trino dwa okulary typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x filtry: zielony i niebieski Gwarancja min. 24 miesiące;	szt.	2
3	Kamera mikroskopowa z USB 3.0	Kamera mikroskopowa z USB 3.0 Dane techniczne: Sensor: Sony Exmor CMOS IMX183 (kolor) Przekątna sensora: 1" Rozmiar sensora: 13,06 x 8,76 mm, Rozmiar piksela: 2,4 x 2,4 mikrometrów Czułość: 462mv w 1/30s Maksymalna rozdzielczość: 5440 x 3648 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 5440 x 3648 pix; 50 FPS @ 2736 x 1824 pix; 60 FPS @ 1824 x 1216 pix; Czas ekspozycji: 0,1 – 15000 ms, Binning: 1x1,2x2, 3x3 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI) Interfejs: USB 3.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne, Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 68 x 68 x 40,5 mm (z mocowaniem C-mount) System operacyjny: Windows Vista, 7, 8, 10, OSX, Linux WYPOSAŻENIE płyta CD z oprogramowaniem, kamera adapter optyczny z gwintem c-mount do montażu kamery mikroskopowej adaptery 30 mm i 30,5 mm, kabel zasilający USB Gwarancja min. 24 miesiące;	szt.	2
4	Mikroskopowy adapter fotograficzny do lustrzanek [Nikon]	Mikroskopowy adapter fotograficzny do lustrzanek [Nikon]. Adapter optyczny, z powiększeniem 2x, umożliwiający podpięcie aparatu typu lustrzanka (DSLR) do mikroskopów z tubusem okularowym o średnicy 23 mm lub głowicą trinokularową. wersje adapterów do aparatów DSLR: Nikon,	szt.	1

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

		Gwarancja min. 24 miesiące;		
5	Kondensor ciemnego pola suchy (Genetic Pro/Evolution 100)	Kondensor do obserwacji preparatów w ciemnym polu. Pozwala uzyskać jasny obraz obiektu na czarnym tle, dzięki czemu zwiększa się kontrast przy obserwacji niebarwionych preparatów. Technika przydatna przy badaniu żywych obiektów. Stosowany przy badaniu próbek np. wody ze stawu, ziemi, siana. Do obserwacji drożdży, bakterii, krwinek, mitochondriów, chloroplastów itp. Kondensor suchy - NA 0,7-0,9. Gwarancja min. 24 miesiące;	szt.	2
6	Zestaw do prostej polaryzacji (Genetic Pro)	Zestaw do prostej polaryzacji przeznaczony jest do badania m.in. obiektów o strukturze krystalicznej w świetle spolaryzowanym. Składa się z dwóch filtrów – analizatora oraz polaryzatora. W technice polaryzacji obserwować można np. budowę ziaren skrobi, świecenie celulozowych ścian komórkowych (dwójłomność włókien), analizować krystaliczne składniki wakuol (wodniczek) komórkowych (np. kryształy szczawianu wapnia), czy badać procesy zachodzące w komórkach, np. stadia mitozy, ruch cytoplazmy. Jest to również technika wykorzystywana powszechnie w badaniach geologicznych - np. szlifów minerałów. Gwarancja min. 24 miesiące;	zestaw	2
7	Oświetlacz LED dwuramienny do mikroskopów 3W gęsia szyja	Oświetlacz służy do pracy w świetle odbitym, np. z mikroskopami stereoskopowymi. Nie powoduje nagrzewania się próbki w miejscu obserwacji. Elastyczne ramiona umożliwiają dokładną regulację kąta padania światła i np. obserwację szczelin lub otworów. Bardzo przydatny przy rejestracji obrazu przy pomocy kamer mikroskopowych, które pracują wydajniej przy większej ilości światła. Dane techniczne: Dwa elastyczne ramiona typu "gęsia szyja", każde o długości 420mm i zakończone silną diodą LED. Oświetlenie LED 3W Regulowana jasność Wymiary 160mm x 130mm x 70mm (bez giętkich ramion) Gwarancja min. 24 miesiące;	szt.	4
8	Szkiełko mikrometryczne	1. Szkiełko przedmiotowe z naniesioną podziałką, służy do kalibracji powiększenia. podziałka: 0,01 mm - szt. 1; 2. Szkiełko mikrometryczne przedmiotowe z podziałką 0,1 mm stosowane jest w mikroskopach cyfrowych oraz we wszystkich modelach stereoskopowych w celu kalibracji powiększenia przy pracy z okulem mikrometrycznym lub kamerą mikroskopową. podziałka: 0.1 mm - szt. 1	szt.	2
9	Szkiełka nakrywkowe 24x24 (100 szt.)	Szkiełka nakrywkowe. Wielkość 24 x 24 mm. Komplet 100 szt. Najczęściej służy do przykrywania preparatu na szkiełku podstawowym przy obserwacji pod mikroskopem biologicznym. Ich grubość jest dobrana tak, aby można było łatwo uzyskać ostry obraz. Dane techniczne: wymiary: 24 x 24 mm, grubość: 0.13-0.17 mm, komplet 100 szt.	zestaw	15
10	Mikrotom ręczny z ostrzem	Mikrotom służy do cięcia cienkich skrawków tkanek przy przygotowywaniu preparatów do obserwacji w mikroskopach biologicznych. Mikrotom, dzięki wbudowanemu mechanizmowi wysuwu skrawka, pozwala na przygotowanie skrawka o oczekiwanej grubości w zakresie 1-50 um. Maksymalna średnica próbki, którą można umieścić w mikrotomie to 14 mm.	szt.	3

3) CZĘŚĆ 3:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość
-----	----------------------	--	-----------	-------

1	Zestaw laboratoryjny	Zestaw laboratoryjny. Zawartość: 1. 1 komplet - zestaw narzędzi preparacyjnych składający się z: 1) igła preparacyjna prosta (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stal) - 2 szt. 2) igła preparacyjna lancetowata (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stal) - 1 szt. 3) stalowa pęseta z ostrym zakończeniem (13 cm) - 1 szt. 4) stalowa pęseta zakończona tępo (13 cm) - 1 szt. 5) stalowe nożyczki sekcyjne, ostro zakończone (11 cm) - 1 szt. 6) stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) - 1 szt. 7) ostrza skalpela (do montażu w uchwycie skalpela) - 5 szt. 8) plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 cm ³ - 2 szt. 9) plastikowa okrągłodenna próbówka z korkiem - 2 szt. Całość w wzmocnionym etui zamykanym na zamek błyskawiczny. 2. szkiełka przedmiotowe z polem do opisu - 2 komplety 3. szkiełka nakrywkowe (18x18 lub 20x20 lub 22x22) - 2 komplety 4. szkiełka nakrywkowe 24x60 - 1 komplet 5. szkiełka z lezką - 1 komplet 6. szalka Petriego duża - 2 sztuki 7. szalka Petriego mała - 2 sztuki 8. szkiełko zegarkowe duże - 2 sztuki 9. szkiełko zegarkowe małe - 2 sztuki	zestaw	15
2	Rozdzielacz laboratoryjny gruszkowy	Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 125 ml ze szklanym korkiem oraz teflonowym kranem	szt.	3
3	Uniwersalny statyw	Uniwersalny statyw 15 cm x 15 cm o regulowanej wysokości. Stabilna aluminiowa platforma, najniższe położenie górnego blatu względem dolnego to ok 6,5 cm, najwyższe - 27,5 cm. Regulacja wysokości przez obrót gałką z zaznaczonym kierunkiem obrotu. W górnym blacie gwintowany otwór o śr 8 mm.	szt.	2

4) CZĘŚĆ 4:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość
1	Globalny świat. Migracje i wielokulturowość – film dvd	Globalny Świat Migracje i wielokulturowość film dvd. Tematyka filmu związana jest ze zjawiskiem migracji ludności we współczesnym świecie. W filmie nie pominięto problematyki uchodźstwa. Film próbuje wyjaśnić przyczyny oraz konsekwencje migracji, zwraca uwagę na występowanie wielokulturowości.	szt.	2
2	Największe cuda przyrody - film dvd	Film przedstawia największe cuda natury - najwysioślejsze wodospady świata i wspaniałe jaskinie, najmroźniejsze szczyty i najgorętsze miejsca na Ziemi. W filmie możemy prześledzić wędrówkę Słońca oraz naturalny rytm życia związany z położeniem Słońca, Księżyca i zmieniających się pór roku. Język oryginału: angielski, Lektor: polski, Napisy: polskie, Dźwięk: Dolby Digital 5.1, Czas trwania: 110 min. 2 x dvd	zestaw	2

5) CZĘŚĆ 5:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość
1	stojak na fartuchy	Stojak na ubrania Chrom i plastik. Z regulacją wysokości. S81 x W90-161 x G43 cm. Na czterech kółkach.	szt.	1
2	wieszaki na fartuchy	Wieszak na ubrania - Metal, Drewno, Rozmiar Długość: 44 cm, Wysokość: 23 cm. Kolor Biały	szt.	15
3	zegar ścienny	średnica min.36 cm, biała tarcza, czarne cyfry, cichy	szt.	1

6) CZĘŚĆ 6:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość
1	Etykieta bez nadruku	Etykieta samoprzylepna bez nadruku 060x040	szt.	2

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 2) Zamawiający **dopuszcza składanie ofert częściowych**:
 - a) Część 1;
 - b) Część 2;

- c) Część 3;
- d) Część 4;
- e) Część 5;
- f) Część 6;

Kody CPV:

39162100-6 – pomoce dydaktyczne

2. Termin realizacji zamówienia: **do 24 czerwca 2019 r.**

3. Okres gwarancji: **zgodnie z tabelą**

4. Warunki płatności: **21 dni od otrzymania faktury.**

Płatność za fakturę zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku braku środków, o jakich mowa powyżej, płatność z tytułu niniejszego zamówienia nie będzie uznana za opóźnioną.

5. Miejsce, termin oraz sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do dnia **30 maja 2019 r.** w siedzibie Zamawiającego tj. **Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.**

Ofertę można składać pocztą na adres: **Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice**, faksem na nr 76 7465180, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zs@zs.polkowice.pl, Agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl w nieprzekraczalnym ww. terminie.

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

I.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (Waga)	Opis metody przyznawania punktów
1	Cena (C)	60%	Proporcje matematyczne wg wzoru: $C = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$ gdzie: C- ilość punktów przyznana danemu kryterium Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto – 60 punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według wzoru
2	Termin dostawy (T)	40%	Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za skrócenie terminu dostawy w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego - do 14.06.2019 r.; Punkty za to kryterium zostaną obliczone wg następujących zasad: - termin dostawy do 07.06.2019 r. – otrzyma 40 punktów - termin dostawy do 14.06.2019 r. - otrzyma 0 pkt

			Deklarację terminu dostawy należy wpisać w formularzu oferty.
	Łączna ilość punktów (LP)		$LP = C + T$ (suma punktów przyznanych w kryteriach 1-2)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku), w oparciu o ustalone kryteria wg wzoru:

$$LP = C + T$$

gdzie:

LP – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium **cena**;

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium **termin dostawy**;

7. Informacja w sprawie zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wykonawcy zlecenie/ ~~umowę~~ w sprawie zamówienia publicznego.

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty;
2. Klauzula informacyjna;

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Polkowicach
dr Jolanta Kubiś-Kulczycka

Polkowice, dnia 24.05.2019 r.

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

NIP REGON

Nr rachunku bankowego:

OFERTA

dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

na „Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”, w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 28: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za:

1) **Część 1*:**

Cena netto:

(słownie:)

Podatek VAT% w kwocie (słownie)

Cena brutto:

(słownie:)

w tym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	----------------------	--	-----------	-------	------------	-------------	---------------	----------------

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

1	Magnetyzm kuli ziemskiej-zestaw doświadczalny	Zestaw składa się z dwóch elementów: modelu kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej.	zestaw	2				
2	Kolekcja popularnych rud metali	15 próbek ważniejszych rud o wielkości ok. 2,5 x 2,5 cm.	zestaw	2				
3	Kopaliny i produkty ich przerobu	W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 12 próbek przedstawiających różne kopaliny i produkty ich przerobu: ropa naftowa, detergent syntetyczny, plastik, lekarstwo, guma, włókno/przędza syntetyczna, ruda aluminium, aluminium, ruda miedzi, miedź, ruda żelaza, stal (stop żelaza i węgla)	zestaw	2				
4	Węgiel i produkty jego przerobu	W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 14 próbek różnych postaci węgla oraz produktów ich przerobu: lignit, węgiel bitumiczny, antracyt, gaz, włókno, guma, koks, amoniak (jego związki), naftalen, nawóz, pestycyd, lekarstwo, barwnik/farba, smoła.	zestaw	2				
5	Ropa naftowa i jej destylacja	W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 12 szklanych fiolek z próbkami ropy naftowej i jej pochodnych powstających w wyniku destylacji atmosferycznej i próżniowej w instalacjach CDU/VDU, tj. destylacji atmosferycznej (ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej (z ang. Vacuum Distillation Unit). Fiolki nałożone są na schemat tych kolumn/wież frakcjonujących znajdujący się wewnątrz bloku z tworzywa. W szklanych fiolkach widoczne są próbki od surowej ropy naftowej przez benzynę, naftę, lekkie i ciężkie oleje napędowe, poprzez oleje smarowe, aż po parafinę i asfalt.	zestaw	2				
6	Zestaw grupowy – struktury kryształów	Zestaw zawiera 262 modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, fluorowce, metale) oraz 222 modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurrecyt, struktury jonowe, lód. Poniższy zestaw charakteryzuje się małą wielkością modeli atomów, ale dużą ich ilością w zestawie, co umożliwia budowanie bardzo dużych modeli. Dołączona szczegółowa instrukcja.	zestaw	2				
7	Zestaw z czego powstają gleby	Zestaw zawiera 15 fragmentów skał i minerałów, które rozdrobnione stają się głównymi składnikami gleb oraz próbki gleb ("produkty finalne") demonstrujące ich strukturę i skład.	zestaw	2				
8	Mapy ściennie 160x 120	1. Geomorfologia Polski – typy rzeźby i ich pochodzenie Mapa główna - 1:650 000; Mapa pomocnicza - 1:1 500 000 Format: 160 x 120 cm Plansza laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzielanie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. - szt. 2; 2. Geologia Polski – tektonika i stratygrafia Skala: 1 : 850 000 Formaty: 160 x 120 cm; Plansza laminowana folią strukturalną o	szt.	4				

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

		podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.						
9	Próbki gleb w walizce	W drewnianej, zamykanej skrzyneczce 15 próbek gleb. Każda próbka umieszczona w szklanym, przezroczystym, zamykanym słoju (wysokości 5,5 cm i średnicy 3 cm). . Próbki gleb to: gleba rdzawa, lateryt, czarna ziemia, czerwonoziem i ryżowa. Każda z nich występuje w postaci próbki pobranej z poziomu gleby A, B i C. Dołączony spis gleb w języku polskim. Wymiary całej pomocy dydaktycznej: 27,0 x 20,5 x 4,7 (H) cm.	zestaw	2				
10	Zestaw do generowania gazów	Zestaw zawiera pojemnik do wody z pokrywką, 5 probówek (150x24 mm) z korkami, w tym jeden z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem bocznym), stojak do probówki, wężyk, rurkę szklaną do korka z bańką szklaną. Służy do wytwarzania wybranych gazów, które gromadzą się nad wodą	zestaw	1				
11	Butelka z zakraplaczem	Czworokątna butelka szklana (przezroczyste lub brązowe szkło) o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z korkiem. Wygodna do przenoszenia niewielkich ilości płynów.	szt.	20				
12	Statyw laboratoryjny - podstawa z prętem	Statyw laboratoryjny – podstawa z prętem	szt.	4				
13	Stojak do probówek 6+6, plastikowy	Stojak do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, plastikowy; średnica otworu 25 mm.	szt.	10				
14	Zakraplacze szklane	Pipeta szklana 70 mm długa, poj. 2 ml. Komplet składa się z 3 sztuk	zestaw	10				
15	Łyzeczka do spalań z kołnierzem ochronnym	Łyzeczka do spalań z kołnierzem ochronnym -Służy do ogrzewania lub osuszania niewielkich ilości substancji. Dostarczana z ochronnym kołnierzem, lekko talerzykowatym, przesuwany na zdejmowanym gumowym (lub korkowym) kołnierzu.	szt.	3				
16	Kolba miarowa	Kolby miarowe szklane o pojemności 100 ml do doświadczeń chemicznych. Szkło borokrzemianowe, Klasa B., Szyjka: 14/23. Korki w zestawie. Komplet składa się z 2 sztuk	zestaw	3				
17	Kolba miarowa	Kolby miarowe szklane o pojemności 250 ml do doświadczeń chemicznych, z korkami. Szkło borokrzemianowe, Klasa B., Szlif: 14/23. Korki w zestawie. Komplet składa się z 2 sztuk	zestaw	3				
18	Szczypce laboratoryjne uniwersalne	metalowe szczypce laboratoryjne uniwersalne	szt.	10				
19	Taca do preparowania okazów stalowa	taca do preparowania okazów wykonana ze stali nierdzewnej z dnem (32 x 22 cm) pokrytym białym woskiem. Służy m.in. do mocowania okazów, rozpinania i przypinania kolejno odkrywanych warstw oraz nacinania i przecinania badanych okazów. Wymiary: 32 x 22 x 4 (H) cm	szt.	10				
RAZEM:								

2) Część 2*:

Cena netto:

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

(słownie:)

Podatek VAT% w kwocie (słownie)

Cena brutto:

(słownie:)

w tym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Mikroskop stereoskopowy podświetlany z nasadką trinokularową	Mikroskop stereoskopowy podświetlany z nasadką trinokularową. Parametry i wyposażenie mikroskopu: nasadka trinokularowa, pochylenie 45° regulacja rozstawu źrenic – 57-75 mm przesuw głowicy w zakresie 105 mm okulary szerokokątowe EW10x/22mm; regulacja dioptryjna niezależna w każdym tubusie okularowym zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom) – 0,8–5x współczynnik powiększenia (zoom) – 1:6,25 obserwowane pole widzenia Ø28–Ø4,2 mm odległość robocza – 115 mm średnica płytki szklanej i dwustronnej, (białe tło i czarne tło) z tworzywa ~100 mm średnica pola podświetlanego w świetle przechodzącym ~59 mm oświetlacz - LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami Możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów - okulary, obiektywy.	szt.	2				
2	Mikroskop wielodzielinowy trinokularowy	Mikroskop wielodzielinowy trinokularowy. Dane techniczne: długość tubusu: 160 mm głowica trinokularowa rewolwer obiektywowy czterogniazdowy obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (immersyjne).	szt.	2				

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

		amortyzowany) system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm kondensor Abbego N.A. 1,2 stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 132mm x 142mm, zakres ruchu XY: 75mm x 40mm oświetlenie: dioda LED 3W kondensor jasnego pola z przysłoną irysową regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D zakres regulacji odległości między żrenicami: 48 mm - 75 mm dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C W zestawie: mikroskop Delta Optical Genetic Pro Trino dwa okulary typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x filtry: zielony i niebieski					
3	Kamera mikroskopowa z USB 3.0	Kamera mikroskopowa z USB 3.0 Dane techniczne: Sensor: Sony Exmor CMOS IMX183 (kolor) Przekątna sensora: 1" Rozmiar sensora: 13,06 x 8,76 mm, Rozmiar piksela: 2,4 x 2,4 mikrometrów Czułość: 462mv w 1/30s Maksymalna rozdzielczość: 5440 x 3648 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 5440 x 3648 pix; 50 FPS @ 2736 x 1824 pix; 60 FPS @ 1824 x 1216 pix; Czas ekspozycji: 0,1 – 15000 ms, Binning: 1x1,2x2, 3x3 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TIF, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI) Interfejs: USB 3.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne, Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 68 x 68 x 40,5 mm (z mocowaniem C-mount) System operacyjny: Windows Vista, 7, 8, 10, OSX, Linux WYPOSAŻENIE plyta CD z oprogramowaniem, kamera adapter optyczny z gwintem c-mount do montażu kamery mikroskopowej adaptery 30 mm i 30,5 mm, kabel zasilający USB	szt.	2			
4	Mikroskopowy adapter fotograficzny do lustrzanek [Nikon]	Mikroskopowy adapter fotograficzny do lustrzanek [Nikon]. Adapter optyczny, z powiększeniem 2x, umożliwiający podpięcie aparatu typu lustrzanka (DSLR) do mikroskopów z tubusem	szt.	1			

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

		okularowym o średnicy 23 mm lub głowicą trinokularową. wersje adapterów do aparatów DSLR: Nikon,					
5	Kondensor ciemnego pola suchy (Genetic Pro/Evolution 100)	Kondensor do obserwacji preparatów w ciemnym polu. Pozwala uzyskać jasny obraz obiektu na czarnym tle, dzięki czemu zwiększa się kontrast przy obserwacji niebarwionych preparatów. Technika przydatna przy badaniu żywych obiektów. Stosowany przy badaniu próbek np. wody ze stawu, ziemi, siana. Do obserwacji drożdży, bakterii, krwinek, mitochondriów, chloroplastów itp. Kondensor suchy - NA 0,7-0,9.	szt.	2			
6	Zestaw do prostej polaryzacji (Genetic Pro)	Zestaw do prostej polaryzacji przeznaczony jest do badania m.in. obiektów o strukturze krystalicznej w świetle spolaryzowanym. Składa się z dwóch filtrów – analizatora oraz polaryzatora. W technice polaryzacji obserwować można np. budowę ziaren skrobi, świecenie celulozowych ścian komórkowych (dwójłomność włókien), analizować krystaliczne składniki wakuol (wodniczek) komórkowych (np. kryształy szczawianu wapnia), czy badać procesy zachodzące w komórkach, np. stadia mitozy, ruch cytoplazmy. Jest to również technika wykorzystywana powszechnie w badaniach geologicznych - np. szlifów minerałów.	zestaw	2			
7	Oświetlacz LED dwuramienny do mikroskopów 3W gęsia szyja	Oświetlacz służy do pracy w świetle odbitym, np. z mikroskopami stereoskopowymi. Nie powoduje nagrzewania się próbki w miejscu obserwacji. Elastyczne ramiona umożliwiają dokładną regulację kąta padania światła i np. obserwację szczelin lub otworów. Bardzo przydatny przy rejestracji obrazu przy pomocy kamer mikroskopowych, które pracują wydajniej przy większej ilości światła. Dane techniczne: Dwa elastyczne ramiona typu "gęsia szyja", każde o długości 420mm i zakończone silną diodą LED. Oświetlenie LED 3W. Regulowana jasność. Wymiary 160mm x 130mm x 70mm (bez giętkich ramion)	szt.	4			
8	Szkiełko mikrometryczne	1. Szkiełko przedmiotowe z naniesioną podziałką, służy do kalibracji powiększenia. podziałka: 0,01 mm - szt. 1; 2. Szkiełko mikrometryczne przedmiotowe z podziałką 0,1 mm stosowane jest w mikroskopach cyfrowych oraz we wszystkich modelach stereoskopowych w celu kalibracji powiększenia przy pracy z okulem mikrometrycznym lub kamerą mikroskopową. podziałka: 0.1 mm - szt. 1	szt.	2			
9	Szkiełka nakrywkowe 24x24 (100 szt.)	Szkiełka nakrywkowe. Wielkość 24 x 24 mm. Komplet 100 szt. Najczęściej służy do przykrywania preparatu na szkiełku podstawowym przy obserwacji pod mikroskopem biologicznym. Ich grubość jest	zestaw	15			

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

		dobrana tak, aby można było łatwo uzyskać ostry obraz. Dane techniczne: wymiary: 24 x 24 mm, grubość: 0.13-0.17 mm, komplet 100 szt.						
10	Mikrotom ręczny z ostrzem	Mikrotom służy do cięcia cienkich skrawków tkanek przy przygotowywaniu preparatów do obserwacji w mikroskopach biologicznych. Mikrotom, dzięki wbudowanemu mechanizmowi wysuwu skrawka, pozwala na przygotowanie skrawka o oczekiwanej grubości w zakresie 1-50 um. Maksymalna średnica próbki, którą można umieścić w mikrotomie to 14 mm.	szt.	3				
RAZEM:								

3) Część 3*:

Cena netto:

(słownie:)

Podatek VAT% w kwocie (słownie)

Cena brutto:

(słownie:)

w tym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Zestaw laboratoryjny	Zestaw laboratoryjny. Zawartość: 1. 1 komplet - zestaw narzędzi preparacyjnych składający się z: 1) igła preparacyjna prosta (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stal) - 2 szt. 2) igła preparacyjna lancetowata (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stal) - 1 szt. 3) stalowa pęseta z ostrym zakończeniem (13 cm) - 1 szt. 4) stalowa pęseta zakończona tępo (13 cm) - 1 szt. 5) stalowe nożyczki sekcyjne, ostro zakończone (11 cm) - 1 szt. 6) stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) - 1 szt. 7) ostrza skalpela (do montażu w uchwycie skalpela) - 5 szt. 8) plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 cm ³ - 2 szt. 9) plastikowa okrągłodenna próbówka z korkiem - 2 szt. Całość w wzmocnionym etui zamykanym na zamek błyskawiczny. 2. szkiełka przedmiotowe z polem do opisu - 2 komplety 3. szkiełka nakrywkowe (18x18 lub 20x20 lub 22x22) - 2 komplety 4. szkiełka nakrywkowe 24x60 - 1	zestaw	15				

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

		komplet 5. szkiełka z lezką - 1 komplet 6. szalka Petriego duża - 2 sztuki 7. szalka Petriego mała - 2 sztuki 8. szkiełko zegarkowe duże - 2 sztuki 9. szkiełko zegarkowe małe - 2 sztuki						
2	Rozdzielacz laboratoryjny gruszkowy	Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 125 ml ze szklanym korkiem oraz teflonowym kranem	szt.	3				
3	Uniwersalny statyw	Uniwersalny statyw 15 cm x 15 cm o regulowanej wysokości. Stabilna aluminiowa platforma, najniższe położenie górnego blatu względem dolnego to ok 6,5 cm, najwyższe - 27,5 cm. Regulacja wysokości przez obrót gałką z zaznaczonym kierunkiem obrotu. W górnym blacie gwintowany otwór o śr 8 mm.	szt.	2				
RAZEM:								

4) Część 4*:

Cena netto:

(słownie:)

Podatek VAT% w kwocie (słownie)

Cena brutto:

(słownie:)

w tym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Globalny świat. Migracje i wielokulturowość – film dvd	Globalny Świat Migracje i wielokulturowość film dvd. Tematyka filmu związana jest ze zjawiskiem migracji ludności we współczesnym świecie. W filmie nie pominięto problematyki uchodźstwa. Film próbuje wyjaśnić przyczyny oraz konsekwencje migracji, zwraca uwagę na występowanie wielokulturowości.	szt.	2				
2	Największe cuda przyrody - film dvd	Film przedstawia największe cuda natury - najwysioślejsze wodospady świata i wspaniałe jaskinie, najmroźniejsze szczyty i najgorętsze miejsca na Ziemi. W filmie możemy prześledzić wędrówkę Słońca oraz naturalny rytm życia związany z	zestaw	2				

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

		położeniem Słońca, Księżyca i zmieniających się pór roku. Język oryginału: angielski, Lektor: polski, Napisy: polskie, Dźwięk: Dolby Digital 5.1, Czas trwania: 110 min. 2 x dvd					
RAZEM:							

5) Część 5*:

Cena netto:

(słownie:)

Podatek VAT% w kwocie (słownie)

Cena brutto:

(słownie:)

w tym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	stojak na fartuchy	Stojak na ubrania Chrom i plastik. Z regulacją wysokości. S81 x W90-161 x G43 cm. Na czterech kółkach.	szt.	1				
2	wieszaki na fartuchy	Wieszak na ubrania - Metal, Drewno, Rozmiar Długość: 44 cm, Wysokość: 23 cm. Kolor Biały	szt.	15				
3	zegar ścienny	średnica min.36 cm, biała tarcza, czarne cyfry, cichy	szt.	1				
RAZEM:								

6) Część 6*:

Cena netto:

(słownie:)

Podatek VAT% w kwocie (słownie)

Cena brutto:

(słownie:)

w tym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia	Jednostka	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Etykieta bez nadruku	Etykieta samoprzylepna bez nadruku 060x040	szt.	2				
RAZEM:								

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- Potwierdzam termin realizacji zamówienia do
- Akceptuję w pełni warunki płatności określone w zaproszeniu do składania ofert.
- Okres gwarancji udzielonej za wykonane zamówienie to



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK



POWIAT
POLKOWICKI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis oferenta)

* *niepotrzebne skreślić*

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach z siedzibą ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice;
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się pod adresem zs@zs.polkowice.pl bądź ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego;
- 4) Pani / Pana dane osobowe udostępniane będą, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego oraz podmiotom którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej;

Projekt „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK



POWIAT
POLKOWICKI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- 5) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów;
- 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
- 8) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych praw;
- 9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich.